



Instruções Para Liberar o Software da SDAMed no Firewall do Windows

1. Clique no ícone de busca na barra de navegação do Windows.






2. Busque por "permitir um aplicativo pelo firewall do windows" e abra o App encontrado no resultado.





3. Clique em "Alterar configurações".

licativos permitidos






4. Procure na lista de aplicativos o nome "Node.js: Server-side Javascript" (a lista é ordenada alfabeticamente).

Caso "Node.js: Server-side Javascript" não esteja na lista pule para a seção "O que fazer caso "Node.js: Server-side Javascript" não esteja na lista", na página 8.




5. Clique sobre o nome para selecionar a linha e então no botão "Detalhes...".






6. Confira se o campo "Caminho" na janela que foi aberta coincide com "C:\program files\sdamed\public\faye-server.exe" ou "C:\program files\sdamed\public\capture.exe" e então clique em "OK" para fechar a janela.






7. Caso o caminho coincida, garanta que todas as caixas de marcação da linha selecionada estejam marcadas, caso o caminho não coincida apenas siga para o próximo passo.





8. Repita esses passos (clicar sobre o nome, clicar em detalhes, verificar o caminho e marcar as caixa caso seja um App da SDAMed) para cada linha com nome "Node.js: Server-side Javascript" e então clique em "OK" para finalizar a configuração.







O que fazer caso "Node.js: Server-side Javascript" não esteja na lista

1. Clique no botão "Permitir outro aplicativo...".

Permitir que aplicativos se comuniquem através do Windows Defender Firewall Para adicionar, alterar ou remover portas e aplicativos permitidos, clique em Alterar configurações.




2. Clique no botão "Procurar...".






3. Cole o caminho "C:\Program Files\SDAMed\public" na barra de navegação do explorador de arquivos para acessar a pasta do software da SDAMED.




4. Clique duas vezes no arquivo "capture" para selecioná-lo.






5. Clique no botão "Tipos de rede...".




6. Selecione as duas opções de rede.






7. Clique no botão "OK".



8. Clique no botão "Adicionar".





9. Repita os passos desta seção, porém agora selecionando o arquivo "faye-server" no passo 4 e o firewall estará configurado.

